

## ENTSORGUNG

### Dürr - Amalgambehälter

**Hinweis: Alle Amalgambehälter sind nur zur einmaligen Verwendung zugelassen!**

- Abholung und Entsorgung und/oder  
 Bestellung wird hiermit beauftragt.

Ansprechpartner .....

Kundennummer .....

Datum .....

Unterschrift .....

Anschrift /Stempel

Amalgambehälter	Art.-Nr.	Abholung/Entsorgung	Bestellung
 für Dürr-Combi-Separator-Typ 7110, Dürr AZ 50-Typ 7112, VSA 300-Typ 7216, VSA 300 S-Typ 7125: Topf (weiß) 010/00	61929	..... Stück	..... Stück*
 für Dürr CAS 1 / CA 1-Typ 7117: Topf (grau) 033/00	33258	..... Stück	..... Stück*
 für Dürr CA 4-Typ 7805: Kassette (rund) 032/00	90935	..... Stück	..... Stück*
 für Dürr AZ 100-Typ 7800 / 7801: Kassette (eckig) 039/00	88686	..... Stück	..... Stück*

\*gem. aktuell gültiger Preisliste. Technische Änderungen vorbehalten.

**Kostenfreie Abholung  
und Entsorgung!**

Mögliche Abhol- und Lieferzeiten

Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa von ..... Uhr bis ..... Uhr oder

Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa von ..... Uhr bis ..... Uhr oder

Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa von ..... Uhr bis ..... Uhr

Servicepartner für Abholung/Entsorgung: enretec GmbH · Kanalstr. 17 · D-16727 Velten bei Berlin · fachhandel@enretec.de  
 Telefon: 0800-100 56 00 (gebührenfrei innerhalb Deutschlands) · MO-DO von 8.00 bis 17.00 Uhr und FR von 8.00 bis 14.00 Uhr

#### WICHTIGE HINWEISE

Den gefüllten Amalgambehälter gem. Gebrauchsanweisung entnehmen, Desinfektion durchführen und mit dem Deckel gut verschließen.

Den Ablauf der Entsorgung entnehmen Sie bitte der Rückseite.

Es darf kein gebrauchter Amalgamauffangbehälter wiederverwendet werden, da ansonsten Funktionsstörungen (Verlust der Gewährleistung) auftreten können.

Dieser Service findet auf Basis der Freiwilligen Rücknahme gem. § 25 KrW-/AbfG statt.

# ABHOLAUFTRAG

## Wichtige Hinweise!



## ENTSORGUNG

1



Der Paketdienst kommt mit dem leeren Transportbehälter zu Ihnen und nimmt den Behälter, nachdem Sie ihn gefüllt haben, **sofort** wieder mit.

2



Den Transportbehälter aus dem Karton nehmen.

3



Transportbehälter öffnen und die Plombe entnehmen (siehe Etikett).

4



Amalgambehälter ohne Originalverpackung in den Transportbehälter legen.

5



Transportbehälter zuschrauben und mit Plombe sichern (siehe Etikett).

6



Gefüllten Transportbehälter in den Karton stellen und diesen verschließen.

7



Den verschlossenen Karton an den Paketdienst übergeben.